

WOZU LASERBESTRAHLUNG IN DER KINDERHEILKUNDE

- **Zur Beschleunigung der Wundheilung und Vermeidung von Heilungsstörungen** nach Verletzungen, Verbrennungen und nach allen operativen Eingriffen
- **zur Verringerung von Schmerzen nach Trauma, zur Heilungsbeschleunigung und Vermeidung von Heilungsstörungen** nach Knochenbrüchen (Beschleunigung der Kallusbildung), Prellungen, Zerrungen, Verstauchungen, Blutergüssen, Schürfwunden (Wundabwehr wird verbessert)
- **zur Verringerung der postoperativen Schmerzen**
- **bei Verbrennungen** möglichst kurz danach bestrahlen - der übliche weitere Verlauf ändert sich, sofort deutliche Schmerzreduktion, es kommt zu einer Abheilung oft ohne Blasenbildung, Entzündung, Infektion; zu erwarten ist eine wesentlich ästhetischere Vernarbung!
- **bei** Herpes labialis
Bestrahlung bei den ersten Anzeichen: Bläschenbildung bleibt oft aus! Rezidive werden seltener
Ausschlägen und Entzündungen, z.B. Windeldermatitis
Abszessen, Phlegmonen, Akneeffloreszenzen
Otitis, Sinusitis, Tonsillitis, Angina
schmerzhaftem Zahnen
- **Laserakupunktur** bei Kindern sehr empfehlenswert wegen Angst vor Nadeln; der Nadelung fallweise sogar überlegen z.B. bei Asthma

WELCHER SOFT - LASER FÜR OPTIMALE THERAPIE?

Benötigt wird ein Silberbauer - Laser CL mini 20 oder 30 oder CL plus 60-658



Bild © Silberbauer

WIE GEHT MAN VOR?

- Bestrahlung der Wunde bzw. der schmerzhaften Stelle mit 0,5 bis max. 4 J/cm², anfangs wenn möglich am besten 1x täglich
- eventuell Kombination mit Körperakupunktur oder Ohrakupunktur mit dem Laser, Einstellung beim CL mini 15 Sek./ Punkt, beim CL plus Schalterstellung Akup. Erw. bzw. Akup. Kind.
- eventuell Segmenttherapie (bei Ausschlägen)

Hinweise gemäß MPG: Kontraindikationen siehe Gebrauchsanweisung!

Für Verbraucher, die nicht zum medizinischen Fachpersonal zählen:
holen Sie sich den Rat eines Arztes, falls erforderlich!

Alle Angaben über Indikationen und Wirkungen basieren auf wissenschaftlichen Arbeiten oder sind aus der Fachliteratur, ohne Gewähr!